

surdent



CATÁLOGO DE EQUIPOS



NSK

PIEZAS DE MANO Y
ELEMENTOS ROTATORIOS
NSK JAPÓN - LÍDER
MUNDIAL EN INNOVACIÓN
Y PRECISIÓN.

ESPECIAL PIEZAS DE MANO

CONTACTO

<https://surdent.cl>

+56 2 23358424

+56452335004

contacto@surdent.cl

 [importadora_surdent](#)

 [planmeca_chile](#)

TURBINAS (ALTA ROTACIÓN)

DynaLED

Turbina con generación de luz Led mediante un dinamo interno.

Capacidad de 32.000 lux. Ultra push, velocidad 330.000 a 430.000 RPM, potencia 16 W, sistema Clean-Head que evita la contaminación cruzada, rodamientos cerámicos, 4 spray.

Marca NSK, Japón



NSK2822 (M:4) Y NSK2824 (B:2)



NSK8063 (M:4) Y NSK8062 (B:2)

Pana Max2

Turbina Pana Max 2 ultra push, con válvula anti-retorno (evita la contaminación cruzada). Velocidad 380.000 -480.000 rpm, rotor con rodamientos cerámicos, bajo nivel de ruido, sistema de cabezal limpio, spray simple, cuerpo ergonómico más corto y liviano. Marca NSK, Japón.

NUEVA TURBINA PANA MAX PLUS 2

Turbina Pana Max Plus Ultra push, con válvula anti-retorno (evita la contaminación cruzada). Potencia 30W, Velocidad 380.000 - 480.000 rpm, rotor con rodamientos cerámicos, bajo nivel de ruido, sistema cabezal limpio, 4 puntos de spray, cuerpo ergonómico. Marca NSK, Japón.

Pana Max Plus2



NSK9121 (M:4)
NSK9120 (B:2)

FX-25

**CONTRANGULO VELOCIDAD
DIRECTA CON
RODAMIENTOS.**

Contrángulo ultra push, montado en rodamientos de acero, transmisión directa 1:1, velocidad máxima 40.000 rpm, cartridge recambiable. Sistema de cabezal limpio, Autoclavable a 135°C. Marca NSK, Japón.



NSK-9297

CONTRANGULOS

Piezas de mano de aplicación general para Odontología restauradora. Velocidad directa y la tradicional calidad NSK - Japón

NSK9298



FX-23

**CONTRANGULO VELOCIDAD
DIRECTA CON SISTEMA DE
BUJES**

Contrángulo ultra push, sistema con bujes, transmisión directa 1:1, velocidad máxima 30.000 rpm, cartridge recambiable, sistema de cabezal limpio, Autoclavable a 135°C. Marca NSK, Japón.

NSK

surdent

MICROMOTOR Y PIEZA RECTA

NSK9301



FX-65

PIEZA DE MANO RECTA

Velocidad Directa 1:1, velocidad máxima de trabajo 40.000 rpm. Material: Cabeza de Acero inoxidable y cuerpo de Aluminio. Para fresas HP de ϕ 2,35. Autoclavable a 135°C. Marca NSK, Japón.

NSK

FX-205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

Micromotor neumático velocidad directa 1:1, velocidad de trabajo variable de 0 a 25.000 rpm, presión de aire de trabajo 50 libras. Cuerpo más corto y liviano. Spray de agua externo. Autoclavable a 135°C. Marca NSK, Japón.



NSK9299 (M:4) Y NSK9300 (B:2)

surdent

KIT PROFESIONALES

KIT DE PIEZAS DE MANO NSK

Kit completo de piezas de mano. La opción más conveniente de acceder a la marca mas reconocida de elementos rotatorios del mercado dental.

Cada Kit esta compuesto de:

- Turbina de alta velocidad
- Micromotor neumático de baja velocidad
- Contrangulo
- Pieza recta



NSK

KIT Pana Max plus2 + FX25

NSK9863

COMPUESTO DE:

- TURBINA: PANA MAX PLUS2 C/ VÁLVULA ANTI RETORNO
- CONTRANGULO: FX25 (CON RODAMIENTOS)
- AIR MOTOR: FX-205
- PIEZA RECTA: FX65



KIT Pana Max2 + FX23

NSK9295

COMPUESTO DE:

- TURBINA: PANA MAX 2 C/ VÁLVULA ANTI RETORNO
- CONTRANGULO: FX23
- AIR MOTOR: FX-205
- PIEZA RECTA: FX65



surdent

CIRUGÍA

Motores de implante y piezas de mano
acesorias para Cirugía



Surgic PRO Led

Micromotor eléctrico con luz Led para
implantología y cirugía oral. Memoriza hasta 8
programas. Rango de velocidad de 200 hasta
40.000 rpm. Capacidad de torque de 5 hasta 80
N-cm. Contrángulo óptico X-SG20L de titanio con
reducción 20:1. Reóstato con control de
programas, caudal de agua, sentido del giro y
velocidad. Marca NSK, Japón

NSK2828



Surgic AP

Micromotor eléctrico, no óptico, para
implantología y cirugía oral. Incluye
contrángulo SGM-E20RI con reducción 20:1.
Incluye 8 opciones de programa
memorizables, pedal de control FC-55 (solo
On/Off), velocidad 200-40.000 RPM, Torque
máximo 50 Ncm. Marca NSK, Japón



NSK6933

surdent

ACCESORIOS CIRUGÍA

Piezas de mano y contrangulos accesorios
para Cirugía

CONTRANGULO TIMAX X- SG20L REDUCTOR 20:1 ÓPTICO

Contrangulo para implantes óptico modelo X-SG20L. Compatible con micromotor de implante Surgic Pro Led.

Principales características:

- Reducción 20:1
- Torque 80 Ncm
- Cuerpo de titanio
- Óptica de vidrio celular
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación interna y externa

Marca NSK, Japón

NSK788



CONTRANGULO S-MAX SG20 REDUCTOR 20:1



NSK8171

Contrangulo para implantes modelo SG20. Compatible con micromotor de implante Surgic AP.

Principales características:

- Reducción 20:1
- Torque 80 Ncm
- Cuerpo de acero inoxidable
- Sistema de cabezal limpio
- Irrigación interna y externa

Marca NSK, Japón



NSK123



NSK1288

PIEZA RECTA CIRUGIA SGS-ES

Pieza de Mano para Microcirugia Recta
Modelo SGS-ES

Para fresas quirúrgicas de $\varnothing 2,35$

Velocidad Directa 1:1

Velocidad máxima 40.000 rpm

No Óptico

Marca NSK, Japón.

PIEZA CURVA CIRUGIA SGA-ES

Pieza de Mano para Microcirugía Curva con ángulo
de 20°

Modelo SGA-ES

Para fresas quirúrgicas de $\varnothing 2,35$

Velocidad Directa 1:1

Velocidad máxima 40.000 rpm

No Óptico

Marca NSK, Japón.

surdent

OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS

ICARE 2 (LUBRICACIÓN)



Unidad de limpieza y lubricación centralizada Icare C2. Realiza una limpieza y engrase de forma automática. Incluye un depósito para lubricante de 1,2 litros de capacidad. Permite la conexión de hasta 4 piezas de mano de conexión M:4 de forma simultánea. Capacidad 2 terminales de alta rotación y 2 de baja rotación. NSK, Japón

NSK2382



ULTRASONIDO VARIOS 370

Escarificador ultrasónico multifunción. Frecuencia 28 - 32 KHz . Incluye: unidad de control, pieza de mano, pedal, 3 puntas (G4, G6 y G8). Pieza de mano con tecnología Piezo de gran precisión, autoclavable hasta 135 °C. Unidad muy compacta, peso total 430 grs.NSK, Japón.

NSK1887



NSK7589 (CON PIEZA DE MANO)
NSK7590 (SIN PIEZA DE MANO)

VOLVERE I7

Micromotor eléctrico standard para laboratorio dental. Velocidad 1.000 a 35.000 RPM. Potente torque, micromotor de inducción de gran eficacia, pieza de mano fija. También disponible en conexión Intra). Pantalla digital indicadora de velocidad. Torque 4.1 Ncm, 230 V, peso 200 grs (pieza de mano) Marca NSK, Japón.

LUBRICANTES, ADAPTADORES Y STOCK DE REPUESTOS NSK ORIGINALES





Sucursal Santiago: 2-23358424 / santiago@surdent.cl - **Sucursal Concepción:** 41-2235027 / concepcion@surdent.cl
Sucursal Temuco centro: 45-2235713 / temuco@surdent.cl - **Sucursal Puerto Montt:** 65-2254853 / puertomontt@surdent.cl
Casa Matriz Temuco: 45-2335003 / surdent@surdent.cl