


CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA



EL MEJOR SURTIDO Y
CALIDAD

ESPECIAL PROTECCIÓN RADIOLÓGICA



CONTACTO

<https://surdent.cl>

+56 2 23358424

+56452335004

contacto@surdent.cl

 [importadora_surdent](#)

 [planmeca_chile](#)

surdent

DELANTALES PLOMADOS PROTECCIÓN 0.5 MM PB



surdent



PRO-4161

DELANTAL TIPO ABRIGO PARA ADULTO

Delantal tipo abrigo con protección de plomo delantera de 0.5 mm PB y trasera 0.25 mm PB.

Especial para uso con equipos radiológicos extraorales.

Dimensiones: 100x60 cms

Peso: 6.2 kilos

Sin protección de tiroide.

Marca: **Surdent**

Origen: China

DELANTAL PEDIATRICO

Delantal pediátrico con protección de plomo delantera de 0.5 mm PB y trasera 0.25 mm PB.

Especial para uso con equipos radiológicos extraorales.

Dimensiones: 70x50 cms

Peso: 4.2 kilos

Sin protección de tiroide.

Marca: **Surdent**

Origen: China



PRO-4165

DELANTALES PLOMADOS PROTECCIÓN 0.35 MM PB

DELANTAL PROFESIONAL

Delantal plomado para profesional con protección de plomo delantera de 0.35 mm PB.

Especial para uso radiológico dental (Intraoral)

Dimensiones: 100x60 cms. Peso: 3 kilos
Sin protección de tiroide.

Marca: Surdent

Origen: China

Colores: celeste y azul (según stock disponible)

PRO-7485



DELANTAL PACIENTE ADULTO

Delantal plomado para paciente adulto con protección de plomo delantera de 0.35 mm PB.

Especial para uso radiológico dental (Intraoral)

Dimensiones: 100x60 cms. Peso: 2.9 kilos
Incluye collar de protección de tiroide.

Marca: Surdent

Origen: China

Colores: celeste y azul (según stock disponible)

PRO-7486



DELANTAL PEDRIATRICO

Delantal plomado para paciente pediátrico con protección de plomo delantera de 0.35 mm PB.

Especial para uso radiológico dental (Intraoral)

Dimensiones: 70x40 cms. Peso: 1.4 kilos
Incluye collar de protección de tiroide.

Marca: Surdent

Origen: China

Colores: celeste y azul (según stock disponible)

PRO-7487



ACCESORIOS PLOMADOS

PROTECTOR TIROIDES

Protector de tiroides para adulto con protección de 0,35 mm PB. Posee velcro para fácil y seguro ajuste. Disponible en color azul y celeste.



PRO-7488



- **Protector gonadal**: Kit de protección gonadal incluye tallas S - M -L. Protección: 0.5 mm PB
Marca: Surdent
Origen: China

PRO-4163

- **Guante Plomado**: guante plomado con dedos. Protección 0.5 mm PB
Marca: Recende
Origen: China



PRO-7396

ACCESORIOS PLOMADOS



PRO-4157

- **Lente Plomado**: lente estándar con protección de 0.5 mm PB. Incluye estuche para protección.



SPI-8219
SPI-8151
SPI-8153

- **Biombo Plomado**:

Biombos rodantes de 180 x 70 cms.

Protección: lámina de plomo de 1 mm PB.

Disponibles con y sin vidrio plomado.



- **Carros Porta delantal**:

Rodantes, disponibles para 2, 3 y 4 delantales.

SPI-478 / SPI-1761

