



Tuttnauer

Your Sterilization & Infection Control Partners



Comparativo autoclaves 23 litros (Modelos 2540)

| Equipo | 2540 MK | 2540 MKA | 2540 EKA | 2540 EKA-P |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Capacidad | 23 lts | 23 lts | 23 lts | 23 lts |
| Tipo de autoclave | Mecánico | Semi Automático | Automático | Automático con impresora |
| Calentamiento rápido cámara | Si | Si | Si | Si |
| Cantidad programas | 2 | 2 | 2 (personalizables) | 2 (personalizables) |
| Tipo de secado | Puerta abierta | Puerta cerrada | Puerta cerrada | Puerta cerrada |
| Número de bandejas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Impresora | No | No | No | Si |
| Medidas / Peso | 51x36x55 cms / 33 kilos | 51x36x55 cms / 38 kilos | 51x36x55 cms / 37 kilos | 51x36x55 cms / 38 kilos |