

Requerimientos Computador Software VistaSoft V3 y V4

Requerimientos mínimos:

Tipo	Detalle
Procesador	Intel Pentium Core I3 3,0 GHz o superior (Se recomienda 12ª generación o superior). No procesadores Celeron ni Durón.
Memoria RAM	8 GB DDR4 o superior
Placa principal	Chipset Intel
Tarjeta de video	Integrada o dedicada / No es un componente crítico para imágenes intraorales
Disco Duro	500 GB tipo SSD o Superior (Según volumen de imágenes)
Unidad Óptica	Lector / Grabador CD-DVD (opcional)
Puerto Comunicación PC	Ethernet para conexión a red de la clínica **Idealmente una segunda conexión Ethernet para conexión directa del equipo Vista Scan al computador
Monitor	Resolución mínima 1.920 x 1.080 (Full HD)
Sistema Operativo *** Solo versiones de sistema operativo originales	Windows 11 Profesional de 64 bits * Windows 10 Profesional de 64 bits (No se recomienda su utilización dado el termino del soporte oficial de Microsoft) * Windows 10 terminó su soporte oficial en octubre 2025.

VistaSoft imaging